

Snabbguide till Alloras kortkommandon

Följande lista visar en översikt över de olika kombinationerna av funktionstangenter:

 **Stoppa all uppspelning av ljud. (Detta kan vara användbart närman begår ett misstag).**

 **"Meddelandeknappen" används för att hämta ett lagrat meddelande.**

Tryck först på "Meddelandeknappen" och sedan på en bokstav eller siffra. Meddelandet som har lagrats under denna tangent kommer då att läsas upp och visas. Detta gäller även för kombinationen:

- meddelandetangent + Fn + bokstav eller siffra
- meddelandetangent + Shift + bokstav eller siffra
- meddelandetangent + Fn + Shift + bokstav eller siffra

För att spara ett meddelande under en tangent, skriv först meddelandet, tryck sedan två gånger på "Meddelandeknappen"  och därefter på bokstaven eller siffran under vilken meddelandet ska lagras. Tryck sedan på "Bekräfta"  eller "Avbryt" . Det går även att använda följande kombinationer som platser för att spara meddelanden:

- Fn + bokstav eller siffra
- Shift + bokstav eller siffra
- Fn + Shift + bokstav eller siffra

 **"Ljudknappen" används för att spela upp lagrade ljud eller meddelanden.**

Tryck först på "Ljudknappen" och därefter på en bokstav eller siffra för att spela upp den associerade inspelningen. Detta gäller även för:

- Ljudknapp + Fn + bokstav eller siffra
- Ljudknapp + Shift + bokstav eller siffra
- Ljudknapp + Fn + Shift + bokstav eller siffra

Genom att trycka två gånger på "Ljudknappen" aktiveras uppmärksamhetssignalen



	Öka volymen.
	Sänk volymen.
	Gå till Allora inställningar.
	Ljud AV/PÅ.
	Lägg till meddelandet i listan med meningsprediktioner.
	Läs datum.
	Läs tid.
	Öka teckenstorlek. Så snart den största teckenstorleken uppnåtts leder nästa tryck till den minsta storleken för att därefter gradvis öka igen.
	Minska teckenstorlek. Så snart den minsta teckenstorleken uppnåtts leder nästa tryck till den största storleken för att därefter gradvis minska igen.
	Aktivera/Avaktivera skärm 2. Denna inställning lagras tills den ändras igen.
	Växla mellan ljud från Allora eller skärm 2 (gäller endast när skärm 2 är fränkopplad). Denna inställning lagras tills den ändras igen.
	Växla mellan ordprediktion, meningsprediktion eller ingen prediktion. Denna inställning lagras tills den ändras igen.
	Visa Alloras batteristatus, status för Skärm 2 samt hårdvaruversion.
	Visa telefonoperatör, signalstyrka (endast text) och ledigt minnesutrymme för textmeddelanden.

Jabbla
WE ALL HAVE A VOICE

www.jabbla.com info@jabbla.com

REHABCENTER AB