

RehabCenter AB
www.rehabcenter.se
info@rehabcenter.se
Tel. 08 768 25 00

Avfallshantering
*Förbrukad produkt ska hanteras som
elektronikavfall*

OPTIMAX STYRKULA



Handledning

REHABCENTER AB₁

Produktbeskrivning

Optimax Styrkula är en trådlös styrkula med låg vikt och robust konstruktion som utformats med tanke på användare med motoriska svårigheter.

Med en räckvidd på 10 meter kan **Optimax Styrkula** användas antingen på skrivbordet eller som en mobil enhet.

Optisk teknologi säkerställer precisa markörflyttningar och friktionsfria kulrörelser och den dubbelriktade radiolänken ger störningsfri användning.



Felsökning

Om OPTIMAX STYRKULA inte fungerar korrekt, var vänlig och använd följande guide för att identifiera felet. Om enheten fortfarande inte fungerar efter att ha tillämpat denna guide, var vänlig och kontakta er leverantör innan ni skickar tillbaka enheten.

SYMPTOM	MÖJLIG ORSAK/ÅTGÄRD
Musmarkören rör sig inte – Lysdioden förblir tänd	<ul style="list-style-type: none">• Enheterna är inte parade. Följ instruktionerna i sektionen "Parning"
Musmarkören rör sig inte – Lysdioden lyser inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera anslutningen i datorn.• Enheterna är ev. inte korrekt parade. Följ instruktionerna i sektionen "Parning"
Musmarkören rör sig ryckigt eller sporadiskt.	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet kan vara slut – byt batteri.• Placera inte mottagarenheten för nära metallföremål eller utom räckhåll för styrkulan.• Utom räckhåll – flytta styrkulan närmare mottagarenheten.• Störningar från annan radioutrustning.• Gör en total omstart av datorn.
Enheterna låter sig inte paras – Lysdioden slocknar efter 15 sekunder och musmarkören rör sig inte.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att styrkulan hålls inom en meter från mottagaren under parningsprocessen.• Kontrollera batteriet – byt om det är dåligt.

Parning

OPTIMAX Styrkula använder sig av ett unikt överföringssystem för att inga störningar ska ske från närliggande enheter. Styrkulan överför data med en kod och det är endast mottagaren som svarar mot denna kod.

För att fungera korrekt måste både styrkulan och mottagaren använda sig av samma kod. Processen för att få två enheter att kommunicera med varandra kallas ”parning” och så snart denna kommunikationskod har lärts in behåller både styrkula och mottagare denna information, även i avstängt läge eller när batteriet byts.

När OPTIMAX STYRKULA levereras är enheterna redan parade men det finns tillfällen då det är nödvändigt att gå igenom processen igen – till exempel om en ny mottagare ska användas tillsammans med en befintlig styrkula eller om någon av enheterna mot förmodan skulle ”glömma” bort koden.

För att para enheterna följ instruktionerna nedan:

1. Avlägsna luckan till batterifacket
2. Placera styrkulan inom en meter från mottagaren.
3. Tryck in knappen på mottagarens undersida. Lysdioden (som är placerad ovanför anslutningskabeln) ska då blinka.
4. Tryck *kort* på knappen inuti styrkuleenhetens batterifack inom 10 sekunder. Det är inte nödvändigt att rulla på styrkulan.
5. Efter en liten stund ska lysdioden lysa stadigt i fem sekunder och aktivering av markören återupptas. Sätt tillbaka locket på batterifacket.
6. Om lysdioden upphör att blinka efter c:a 15 sekunder och inte blinkar stadigt, upprepa proceduren från 3. Om det då fortfarande inte fungerar, gå till sektionen för Felsökning.



Egenskaper

- Störningsokänslig radioöverföring med c:a 10 meters räckvidd.
- Använder 2,4 GHz för radioöverföring
- Mottagare med ingångar för två alternativa kontakter
- Pålitlig optisk teknologi utan mekaniskt slitage
- Exakt styrning och markörhantering
- Stor, fritt löpande kula som kräver minimal beröringskraft
- Mjuka, friktionsfria kulröresler
- Robust konstruktion med låg vikt
- Låg profil medför naturlig handställning för vilsam användning
- Stor bottenplatta för maximal stabilitet
- Knappar för vänster-, höger- och dragklick
- Färgkodade nedsänkta knappar för att undvika ofrivilliga tryck
- Ingångar för möjlighet till höger/vänsterklick med externa kontakter
- Enkel ”plug and play” installation
- Känner automatiskt av PS2 eller USB
- Kompatibel med PC och Mac
- Normalt sex månaders batteritid

Installation

Kontrollera att datorn är helt avstängd och inte bara i viloläge.

Anslut **OPTIMAX STYRKULA**, mottagarenhet (om en PS2-ingång används måste den medföljande (eller annan) PS2-till-USB-adaptorn användas).

För att optimera räckvidden, undvik om möjligt att placera mottagarenheten bakom datorn eller i närheten av något stort metallföremål eller annan störningskälla, såsom mobiltelefon eller hubb för trådlöst nätverk.

1. Vänd på styrkuleenheten och avlägsna luckan till batterifacket med en skruvmejsel.
2. Sätt i ett 9-volts batteri av bra kvalitet i batterihållaren. Alkalinebatterier ger bästa livslängd. Vänta med att sätta tillbaka batteriluckan.
3. Sätt på datorn och låt den starta helt och hållet. Kontrollera att lysdioden på baksidan av mottagarenheten först lyser under några sekunder för att sedan slockna. Om den fortsätter att lysa, var vänlig gå till sektion "Parning".
4. Rulla på styrkulan för att kontrollera att musmarkören flyttar sig och sätt därefter tillbaka batteriluckan. **OPTIMAX STYRKULA** är nu klar att användas. Om musmarkören inte rör sig, gå till sektionen "Felsökning".

Underhåll

OPTIMAX STYRKULA har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör.

Leveransens innehåll

Kontrollera noga innehållet. Förpackningen ska innehålla följande:

- Optimax Styrkuleenhet
- Optimax mottagarenhet med USB-kabel.
- PS2-till-USB-adapter
- Denna manual

