

GoTalk Express 32

En lättanvänd samtalsapparat med många möjligheter

GoTalk Express 32 är en samtalsapparat för inspelat tal. GoTalk Express 32 kan styras med direktpekning eller via scanning med en eller två kontakter. Som övriga apparater i GoTalkserien är GoTalk Express 32 lätt att bära tack vare låg vikt och inbyggt handtag.



GoTalk Express 32 i korthet

- Totalt 32 meddelanderutor som är 3x3 cm och nedsänkta i ett raster.
- Totalt 26 minuter tal kan spelas in.
- I Express mode kan flera inspelade meddelanden länkas ihop till en fras.
- Bra och tydligt ljud.
- Lätt att spela in nya meddelanden och att byta överlägg.
- Låg strömförbrukning.
- Fack för förvaring av överlägg.

GoTalk Express 32 och scanning

- GoTalk Express 32 har olika scanningsmetoder med en eller två kontakter.
- Scanning kan användas med 2, 4, 8, 16 eller 32 meddelanden.
- Tydlig visuell indikering vid scanning med fyra lysdioder placerade runt symbolerna.
- Auditivt stöd med inspelade ord kan användas vid scanning.
- Express mode fungerar även med scanning.



Artikelnummer

- 8020-14 GoTalk Express 32
- 8020-141 GoTalk Express 32 stativ
- 8020-142 GoTalk Express 32 nätadapter
- 8020-143 GoTalk Express 32 axelrem

GoTalk Express 32 med Express Mode

- Express mode är ett sätt att koppla ihop ord eller fraser från flera olika rutor till en sammanhängande mening. Antingen kan flera rutor kopplas ihop när så behövs och läsas upp med en talaknapp. Alternativt kan flera rutor kopplas ihop och sparas som en sekvens som vid senare behov kan läsas upp med talaknappen.

GoTalk Express 32 specifikationer

Vikt:	1 kg.
Storlek:	36,2 x 25,4 x 4,5 cm.
Total inspelningstid:	26 minuter.
Scanningsmetoder:	Steg, linjär eller grupp.
Strömförsörjning:	3 st AA batterier eller eller batterieliminatör.
Tillbehör:	Stativ, nätadapter och axelrem.

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se