

LipStick

Munkontrollerad joystick för datorer

LipStick är ett alternativ för personer som inte kan använda den vanliga datormusen. Alla musfunktioner kan kontrolleras med mun och läpprörelser. Muspekaren flyttas med hjälp av munrörelser och musklick utförs med läpparna. LipStick är helt inkapslad och lätt att rengöra.



LipStick har unika egenskaper

- **Kan styras med liten kraft.**
LipStick kan styras med minimal kraft. Vid inställning av maximal känslighet krävs endast 10 grams tryck för att flytta markören.
- **Exakt pekarkontroll.**
LipStick ger perfekt kontroll över både stora och små pekarrörelser. Automatisk acceleration gör stora och snabba pekarrörelser enklare.
- **Musklick med läpprörelser.**
Höger eller vänster musklick görs genom att släppa LipStick med över- eller underläppen.

LipStick är helt inkapslad, tät och hygienisk.

Tack vare sin täta konstruktion är LipStick hygienisk och lätt att hålla ren. LipStick använder inte sug/blås och ger därför inte heller problem med saliv och kondens.



Bordsstativ.

Som tillbehör till LipStick finns ett bordsstativ. Stativet är lätt att justera för att få en bra position.

Artikelnummer

6328-10 LipStick, munjoystick.
6328-11 LipStick, bordsfäste

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se