

# DYNAVOX M<sup>3</sup>Max

Kommunikation på ett snabbt och lätt sätt



## DYNAVOX M<sup>3</sup>Max passar personer som:

- Har svårigheter att förstå samtal, uppmaningar, instruktioner och frågor.
- Ofta använder gester men sällan ord eller symboler för sin kommunikation.
- Har svårigheter att skapa ett meddelande ord för ord eller symbol för symbol.
- Endast använder ett begränsat antal meddelanden i några få sammanhang.
- Endast kommunicerar enklare behov och information på basnivå.



## DYNAVOX M<sup>3</sup>Max erbjuder:

- Stora möjligheter att skapa en enkel och individanpassad kommunikationsmiljö.
- Färdiga symbolsidor baserade på nyckelord och fraser ordnade i tydliga kategorier.
- Visuella scener för situationsrelaterad kommunikation kan förenkla kommunikation.
- Lättanvänt gränssnitt för personer som utan datorvana skall skapa symbolkartor.
- Klart och mycket tydligt inspelat tal med personlig och passande röst.
- Många olika styrsätt. Mus - Touch - Auditiv touch - Scanning - Auditiv scanning.

### Specifikationer

<b>Mått och vikt</b>	32cm x 25cm x 7.6cm, 3.2 kg.	<b>Operativsystem</b>	Win CE
<b>Driftstid med batteri</b>	6 timmar	<b>Skärmstorlek</b>	12,1"

### Artikelnummer

8038-11 DYNAVOX M<sup>3</sup>Max

**RehabCenter AB**

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY  
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49  
[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)