

Mini Beamer™

Trådlös manöverkontakt med touch

Mini Beamer™ är en trådlös manöverkontakt som aktiveras via en 5 x 5 cm stor touchyta. Aktivering kan även ske med hjälp av en extern anpassad switch. Mini Beamer™ har upp till 10m räckvidd mellan sändare och mottagare. Mini Beamer™ sändare behöver inte riktas och kräver ej fri sikt till mottagaren. Mini Beamer™ är som en vanlig manöverkontakt, men utan trassliga sladdar.

Mini Beamer™ sändare - Några viktiga egenskaper

- Touchkontakt som reagerar på 5 millimeters avstånd.
- 3,5 mm ingång för en anpassad extern manöverkontakt som t.ex. JellyBean eller sug/blåskontakt.
- En sändare kan paras med flera mottagare.
- Levereras med laddningsbart batteri och laddare.
- Används tillsammans med Mini Beamer, JellyBeamer Original eller JellyBeamer SLAT-mottagare.



Mini Beamer™ mottagare - Några viktiga egenskaper

- LCD digital display för inställning av styrsätt.
- Kan ställas in för fyra olika styrsätt.
 1. Direkt = Funktion lika länge som sändare är aktiverad.
 2. Varannan till/från = Första trycket tänds, andra släcker.
 3. Timer min. = Aktivering under inställd tid i minuter.
 4. Timer sek. = Aktivering under inställd tid i sekunder.

Kan även användas för att undvika repetition. Långt tryck (oförmåga att släppa) ger ändå en kort impuls.

- Levereras med laddningsbart batteri och laddare.
- Används tillsammans med Mini Beamer, Jelly Beamer eller Big Beamer sändare.



Storlek sändare och mottagare: 55mm x 55mm x 15 mm

Både sändare och mottagare är försedda med laddningsbara batterier.

Artikelnummer

- 4030-27 Mini Beamer™ sändare och mottagare.
- 4030-28 Mini Beamer™ endast sändare.
- 4030-29 Mini Beamer™ endast mottagare.

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18
Tel 08 - 768 25 00

187 40 TÄBY
Fax 08 - 792 49 49

www.rehabcenter.se