

Smooth Talker II

Enkel samtalsapparat med nivåer

Enkel och robust samtalsapparat för tidig kommunikation.

- Användbar för att träna orsak/verkan, delta i lekar och aktiviteter, söka kontakt med andra personer, språkträning och grundläggande kommunikation.
- Åtta olika metoder för uppspelning gör den användbar även för att t.ex berätta en historia eller sjunga ett stycke som är uppdelat i flera delar eller att säga repliker i ett teaterstycke.



Smooth Talker II har goda tekniska egenskaper

- 8 minuter taltid som kan fördelas fritt på 5 nivåer
- Inbyggt laddningsbart Lithiumbatteri som laddas via USB-uttag.
- Aktiveras via inbyggd knapp, valfri extern kontakt eller Simply Works trådlös kontakt.

Smooth Talker II ger många möjligheter

- Åtta varianter av uppspelning av fraser ger möjligheter till användning i olika situationer.
- Stor tryckknapp (125mm) med låg profil gör Smooth Talker II lätt att aktivera.
- Nya inspelningar kan göras utan att redan inspelade fraser raderas
- Kan användas med två manöverkontakter för träning av t.ex turtagning och frågor/svar.

Artikelnummer

8032-10	Smooth Talker II med nivåer, röd	8032-20	Smooth Talker II med nivåer, gul
8032-30	Smooth Talker II med nivåer, blå	8032-40	Smooth Talker II med nivåer, grön

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se