


BIGmack® - LITTLEmack™

Enkla utrustningar för talkommunikation

Enkla och robusta samtalsapparater för tidig kommunikation.

- Klart och tydligt ljud samt steglös volymkontroll/till-från knapp.
- Lätta att anpassa med olika monteringsarmar och bärremmar.
- Kan ställas in för att även starta andra apparater vid aktivering av tal.
- Användbara för många olika ändamål beroende på brukarens förmåga.
- Träna orsak/verkan, delta i lekar och aktiviteter, söka kontakt med andra personer, språkträning och grundläggande kommunikation.



BIGmack®

- En fras med max 75 sekunder taltid.
- 12 cm stor tryckyta.
- Hål för montage på monteringsarm.
- Levereras med Snaplock.
- 4 olika lock ingår, rött-gult-blått-grönt.



LITTLEmack™

- En fras med max 75 sekunder taltid.
- 6 cm stor tryckyta.
- Monteringsplatta för vägg eller arm ingår.
- Levereras med Snaplock.
- 4 olika lock ingår, rött-gult-blått-grönt.



Artikelnummer

BIGmack®

8031-10 Rött-gult-blått-grönt lock ingår

LITTLEmack™

8030-10 Rött-gult-blått-grönt lock ingår

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18
Tel 08 - 768 25 00
www.rehabcenter.se

187 40 TÄBY
Fax 08 - 792 49 49