

BIGmack® - LITTLEmack™

Enkla utrustningar för talkommunikation

Enkla och robusta samtalsapparater för tidig kommunikation.

- Klart och tydligt ljud samt steglös volymkontroll/till-från knapp.
- Lätta att anpassa med olika monteringsarmar och bärremmar.
- Kan ställas in för att även starta andra apparater vid aktivering av tal.
- Användbara för många olika ändamål beroende på brukarens förmåga.
- Träna orsak/verkan, delta i lekar och aktiviteter, söka kontakt med andra personer, språkträning och grundläggande kommunikation.



BIGmack®

- En fras med max 75 sekunder taltid.
- 12 cm stor tryckyta.
- Hål för montage på monteringsarm.
- Levereras med Snaplock.



LITTLEmack™

- En fras med max 75 sekunder taltid.
- 6 cm stor tryckyta.
- Monteringsplatta för montage på vägg eller monteringsarm ingår.
- Levereras med Snaplock.

Artikelnummer

BIGmack®

8031-11 Röd
8031-12 Gul
8031-13 Blå
8031-14 Grön
8031-15 Svart

LITTLEmack™

8030-11 Röd
8030-12 Gul
8030-13 Blå
8030-14 Grön
8030-15 Svart

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se