

Relax

Programmerbar IR-sändare

Relax programmerbar IR-sändare är anpassad för enkel hantering. Relax kan styras via de integrerade knapparna eller scanning via anpassad kontakt. Det är lätt att lära in nya IR-signaler i Relax. Relax kan användas till de flesta fabrikat av IR-styrda apparater som TV, DVD och musikanläggningar.



Enkla inställningar med endast fyra knappar

1. 0 - 1, knapp för att sätta på och stänga av Relax.
2. Learn, knapp för att lära in nya IR-signaler.
3. Scan speed, + och -, inställning av scanningshastighet.
4. Låsknapp, låser Relax till en funktion.



Relax är förberedd för montering

Relax har två gängade hål på undersidan för att kunna fästas på valfri Ablenet monteringsarm.



Artikelnummer

2002-10 Relax, programmerbar IR-sändare

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se