

# Manöverkontakter

## Speciella och extra känsliga manöverkontakter

Kontakter avsedda för brukare med mycket begränsad kraft och rörelseförmåga. Kan kopplas direkt till svagströmsapparater eller via reläbox till en 220v apparat. Larm, omgivningskontroll, samtalsapparater, datorer och batteridrivna leksaker är exempel på saker lämpliga att styra med hjälp av dessa manöverkontakter.



### Hand / fingerkontakt

- Liten kontakt för brukare med begränsade rörelser.
- Monteras med kardborrband på fingrarna.
- Kan styras med minimal rörelse i ett finger.
- Kräver minimal kraft och räckvidd.
- Lätt att montera och anpassa till brukarens behov,.



### Fingertoppskontakt

- Mycket känslig touchkontakt med elektronikbox.
- Monteras med kardborrband på ett finger.
- Kan anpassas med elektronisk känslighetskontroll.
- Inställbar för momentan, timer eller till/från funktion.
- Kräver ett 9v batteri.



### Muskelbrytare

- Extremt känslig, en minimal muskelt rörelse räcker.
- Aktiveras av sensor som tejpas på t.ex. pannan.
- Sensorn ansluts via styrbox till en önskad apparat.
- Styrboxen har inställningar för önskad känslighet och styrmetod. Timer eller till / från funktion.
- Extra sensorer kan beställas separat.
- Kräver ett 9v batteri.

#### Artikelnummer

Hand / fingerkontakt	4013-10	Fingertoppskontakt	4631-10
Muskelbrytare	4632-10	Extra sensorer för muskelbrytare	4632-11

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY  
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49  
[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)